

WORICK

Профессиональный уход за полостью рта
в домашних условиях




В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОСОБЕННО НУЖНА СИСТЕМА WORICK?

01 ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА



Пациенту с дентальными имплантатами особенно важно соблюдать тщательную гигиену полости рта, так как застрявшие остатки пищи могут привести к воспалению в зоне имплантации и периимплантиту.

02 ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БРЕКЕТОВ



Пища легко застревает в брекетах, поэтому пациентам, проходящим ортодонтическое лечение, важно проводить чистку зубов особенно тщательно, чтобы избежать возникновения кариеса.

После применения электрической
зубной щетки Worick, завершите чистку
иригатором для полости рта Worick!

Гигиена полости рта с системой WORICK- это **идеальное решение:**



Для ухода за
брекетами



Для ухода за
имплантатами



Для свежести
дыхания



Для ухода за
деснами



При неровных
зубах



Для тщательной
гигиены



Для курящих



Особый уход для
детей и беременных
женщин

WOPICK COMBO

ИРРИГАТОР + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Комплект 2 в 1 для тщательного ухода
за полостью рта в домашних условиях

Сверхтонкая струя
и вращающийся
на 360° наконечник



Ультразвуковая щетка
40 000 вибраций в минуту



Контейнер для воды
объемом 600 мл



4 режима чистки
(Стандартная,
Для чувствительных зубов,
Отбеливание, Массаж дёсен)



10 режимов
подачи воды




2 режима чистки
(Стандартная, Массаж дёсен)
Частота пульсации
1400 импульсов в минуту




Эффект от ежедневного использования **комплекта WOPICK 2 в 1**



1
Удаление остатков пищи
в зонах, недоступных
для обычной зубной щетки



2
Глубокая чистка
межзубных промежутков



3
Чистка десневых карманов,
где собирается наибольшее
число бактерий полости рта



4
Массаж дёсен для
улучшения кровообращения

Электрическая ультразвуковая зубная щетка

Сверхбыстрая вибрация щетинок
и колебания звуковой волны
полностью удаляют зубной налет
даже в труднодоступных местах

