


Портативный ирригатор Worick

Особенно полезен пациентам с брекетами, так как удаляет остатки пищи в местах, недоступных для обычной зубной щетки. Портативный ирригатор удобно брать с собой в поездки или использовать в офисе.

- 1 **Контейнер для воды большой ёмкости (320 мл)**
- 2 **Экономный расход заряда батареи**
- 3 **3 режима чистки: стандартная, массаж дёсен, для чувствительных зубов**



Применение



После установки брекетов



После установки имплантата

Электрическая зубная щётка + ирригатор Набор Worick Combo

Идеальное решение для пациентов после установки имплантата или брекетов. Электрическая щётка со сверхбыстрой вибрацией щетинок и колебаниями звуковой волны полностью удаляет зубной налёт даже в труднодоступных местах. Ирригатор со сверхтонкой струёй и вращающимся наконечником завершает тщательную гигиену полости рта.


- 1 **Комплект: ирригатор + электрическая ультразвуковая зубная щётка**
- 2 **Большой контейнер для воды объёмом (600 мл)**
- 3 **Ультразвуковая щётка 40 000 вибраций в минуту**



Применение



1 Недоступные зоны



2 Межзубные промежутки



3 Десневые карманы



4 Массаж дёсен

Ополаскиватель для полости рта без спирта Cool Zero Gargle жасмин

Osstem Cool Zero Gargle – мягкий ополаскиватель без спирта и красителей. Его щадящая формула подходит для пациентов с чувствительными зубами и дёснами. Средство помогает предотвращать кариес и аккуратно удаляет налёт, не вызывая раздражения. В составе нет парабенов, триклозана и других синтетических добавок, ополаскиватель безопасен для ежедневного применения у пациентов любого возраста.

- 1 **Эффективная защита – устраняет до 99.9% бактерий**
- 2 **Безопасный уход, подходит для ежедневного применения**
- 3 **Простота использования – всего 30 секунд полоскания в день для эффективного результата**



Преимущества



Cool Zero Gargle не содержит спирта и красителей, обеспечивает мягкий и безопасный уход за полостью рта



Cool Gargle помогает сохранить свежесть дыхания и поддерживает чувство чистоты каждый день


Ополаскиватель для полости рта Cool Gargle мята

Cool Gargle подходит не только для профилактики заболеваний полости рта, но и для ухода после стоматологического лечения. Он помогает поддерживать здоровье зубов и дёсен, снижает риск воспалений и способствует комфортному восстановлению.

- 1 **До 99% меньше вредных бактерий – эффективная антимикробная защита**
- 2 **Надёжный состав – ополаскиватель на основе цетилпиридиния хлорида с низким содержанием спирта (6%)**
- 3 **Комплексная защита зубов и дёсен от кариеса и пародонтита**



Преимущества



99.9% Уничтожение микробов, вызывающих кариес




99.9% Уничтожение возбудителей пародонтита

Действие Cool Gargle на возбудителей зубного налёта (P. gingivalis)



До использования



После использования

Отбеливающая зубная паста Vussen H

В составе зубной пасты содержатся отбеливающие компоненты для удаления тёмных пятен и загрязнений эмали, а также вещества, предотвращающие повторное потемнение зубной эмали. Видимый эффект отбеливания достигается в среднем в течение одного месяца. Vussen H помогает восстановить повреждённую поверхность зуба благодаря гидроксиапатиту в составе.


- 1**
Долгосрочный эффект, защита эмали от потемнения
- 2**
Бережное отбеливание и восстановление эмали
- 3**
Подходит для ежедневного применения



Сравнение результатов окрашивания эмали чёрным чаем в течение минуты



До и после окрашивания: при регулярном использовании обычной отбеливающей пасты



До и после окрашивания: результаты при регулярном применении Vussen H

Отбеливающая зубная паста Vussen W

Гидратированный диоксид кремния и гексаметафосфат натрия эффективно удаляют зубной налёт и предотвращают его повторное образование. Гидроксиапатит укрепляет эмаль и сохраняет её естественную белизну, а фтор (1000 ppm) защищает от кариеса. Ментол освежает дыхание и устраняет неприятный запах, поддерживая чистоту полости рта каждый день.

- 1**
Сохраняет белизну и прочность зубной эмали
- 2**
Освежает дыхание и поддерживает чистоту полости рта
- 3**
Защищает от кариеса и зубного налёта, подходит для ежедневного применения



Сравнение результатов окрашивания эмали чёрным чаем в течение минуты



До и после окрашивания: при регулярном использовании обычной отбеливающей пасты



До и после окрашивания: результаты при регулярном применении Vussen W

Зубная паста для чувствительных зубов Vussen S

В составе содержится трикальцийфосфат (19%), который снижает чувствительность зубов, заполняя обнажившиеся дентинные каналы. Ксилит увеличивает реминерализующий потенциал, а также подавляет активность кариесогенных бактерий. Натуральный комплекс ухаживающих компонентов обеспечивает деликатное очищение и длительное ощущение свежести после чистки.


- 1**
Разработана для чувствительных зубов
- 2**
Деликатно очищает и укрепляет эмаль
- 3**
Можно использовать во время беременности



Применение



Факторы, вызывающие чувствительность зубов



Vussen S помогает справиться с чувствительностью зубов


Зубная щётка с широкой головкой Double-wide Toothbrush

Имеет 2 200 щетинок, расположенных в 6 рядов для тщательного удаления зубного налёта. Щетинки с ионами серебра обеспечивают защиту от бактерий на 99.9%. Длинные и тонкие щетинки очищают зону десневых карманов, короткие и плоские щетинки очищают поверхность зубов.


- 1**
Внешние мягкие щетинки для массажа десен
- 2**
Внутренние плоские щетинки для удаления зубного налёта
- 3**
Тщательный уход за эмалью и защита от бактерий



Двойное действие щетинок




Обычная зубная щётка




Зубная щётка Vussen

Головка, идеально подобранная под размер зуба



Обычная зубная щётка



Зубная щётка Vussen

Все для здоровой улыбки
УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

OSSTEM[®]
IMPLANT