


Спецификация
абатмента
Transfer



	Мини	Стандарт
D (диаметр абатмента)	Ø4.5	Ø4.5, Ø5.0, Ø6.0, Ø7.0
H (высота)	5.5, 7	4, 5.5, 7
G/H (высота десны)	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5
6-гран./ Не 6-гран.	2.1 / Ø2.0	2.5 / Ø2.4
Di (Ø шахты винта)	Ø2.3	Ø2.4
Ds (Ø шахты винта в области шейки)	Ø1.7	Ø2.1
Hs (от уступа до головки винта)	3.1	3.0
Крутящий момент	20Нсм	30Нсм
Примечание	Не выпускаются абатменты мини и стандарт Ø 4,5 высотой 4 мм	