


Временный абатмент для немедленной нагрузки

- Используется при изготовлении временного протеза для немедленной нагрузки
- ПЭЭК обеспечивает быструю модификацию/извлечение конструкции
- Отличная прочность благодаря титановой платформе
- Может находиться в полости рта до 180 дней
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм (Мини, Стандарт)
- Комплектация: абатмент временный, титановый винт

Код заказа:

- Абатмент+ Винт Тi : код товара +ТН
(например: TSQTA 5550ТН)



Ø4.5



Титановый винт
: GSABSMT

Высота десны **5.0**

Тип 6-гран. Не 6-гран.



TSQTA4550



TSQTA4550N

Ø5.5



Титановый винт
: GSABSST

Высота десны **5.0**

Тип 6-гран. Не 6-гран.



TSQTA5550



TSQTA5550N