

CAS KIT* (HORSNICK)

Набор для проведения закрытого синус лифтинга

- Хирургический набор для проведения закрытого синус-лифтинга
- Безопасная операция благодаря съемным ограничителям
- Поднятие слизистой производится гидродинамическим методом, путем постепенного введения физ.раствора


Лопатка для внесения костного трансплантата
SNBCH30



Уплотнитель кости
SNBC1114



Инструмент для внесения костного трансплантата
SNBCS35



*В набор CAS Kit входят только длинные сверла