

SM5

Точность и надежность
для имплантологии



Osstem SM5

Настоящие эксперты знают
свои сильные стороны

- Один из самых компактных и легких хирургических моторов в мире
- Автокалибровка в одно касание гарантирует нужную скорость и крутящий момент для максимальной безопасности
- Высокая производительность благодаря крутящему моменту инструмента 80 Нсм
- Интуитивно понятное управление экономит время
- Цветной дисплей для удобства использования

Автокалибровка
в одно касание!

Гарантированная точность, максимальная безопасность

- Автокалибровка в одно касание гарантирует нужную скорость и крутящий момент для максимальной безопасности
- Плавный ход, низкий уровень вибрации

Высокая надежность и эффективность впечатляют

- Крутящий момент инструмента 80 Нсм
- Технология SMARTdrive обеспечивает высокий крутящий момент и минимальную вибрацию при запуске

Понятный функционал, экономия времени

- Интуитивно понятное управление
- Символьные обозначения и цветной дисплей делают физиодиспенсер простым в применении
- Прост в обслуживании



6 настраиваемых параметров

- Этапы лечения (максимально 10)
- Передаточное отношение
- Максимальная скорость
- Максимальный крутящий момент
- Подача ирригационной жидкости (0-4)
- Направление вращения мотора (по часовой / против часовой стрелки)

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 100–200 В переменного тока
- Входная частота: 50/60 Гц
- Подача ирригационной жидкости: 0–110 мл/мин

Наконечники KaVo SURGmatic

Угловой наконечник KaVo SURGmatic 20:1

- S201 L (с подсветкой)
- Трансмиссия 20:1
- Съемная головка упрощает очистку
- Гигиеничное покрытие EXPERTgrip защищает от соскальзывания
- Небольшая головка с внутренним охлаждением
- Внешнее охлаждение за счет подключения ирригационной трубки к головке наконечника

Технические характеристики

(при использовании с физиодиспенсером SM5)

- Скорость: 15–2000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 55 Нсм



Наконечники KaVo SURGmatic 1:1

- S11 L (с подсветкой)
- Трансмиссия 1:1
- Гигиеничное покрытие EXPERTgrip защищает от соскальзывания
- Наконечники предназначены для использования с борами с длиной хвостовика 44,5 мм. Совместимы с борами для угловых наконечников (используйте backstop).
- С внешним охлаждением

Технические характеристики

(при использовании с физиодиспенсером SM5)

- Скорость: 15–2000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 55 Нсм

