


# Абатмент угловой Multi

- Используется для регулировки направления протеза при винтовой фиксации
- Возможный угол регулировки направления до 60° (по сравнению со стандартным)
- Рекомендуемый момент вращения при вкручивании: 20 Нсм (Мини), 30 Нсм (Стандарт)
- Комплектация: Абатмент+ Винт EbonyGold

Код заказа:







- Абатмент+ Винт EbonyGold: код товара +WH (например: GS17MAS4840WH)



Ø4.8









Винт EbonyGold : GSMABSM

Угол	Высота десны 2.5	3.0	4.0
17°	 GS17MAM4820	 GS17MAM4830	 GS17MAM4840
30°	 GS30MAM4830	 GS30MAM4840	 GS30MAM4850

Ø4.8



Винт EbonyGold : GSMABSS

Угол	Высота десны 2.5	3.0	4.0
17°	 GS17MAS4820	 GS17MAS4830	 GS17MAS4840
30°	 GS30MAS4830	 GS30MAS4840	 GS30MAS4850