

## OSSTEM Library Названия файлов

Бренд	Система	Источник (Сканируемый продукт)		Цель (Тип протеза)		Версия		
Osstem	System	Scan body - Скан боди		Индивид. абатмент		Версия продукта		
OST/OSSTEM	TS	SB	(Old) Scan body	CU	Customized Abt.	V1	Версия продукта 1	
	SS	SBO	New Scan Body	Link Abt.		V2	Версия продукта 2	
	US*	LinkSB	Link Scan body (Только для Link)	LI	Link Abt.	LI_V1 → Old Link Abt(A-TSPTB*) LI_V2 → New Link Abt(B-TSPL*)		
	KS*	MultiSB	Multi Scan body (Только для Multi)	Stock Abt.				
			Scan Healing* - скан. формир.		TR	Transfer Abt.	Revision - Обновление библиотеки	
			SH*	Scan Healing	AN	Angled Abt.	R0	Исходный файл
			Стандартный абатмент		Mu-Ti	Multi Ti-Base	R1	Первое обновление
			TR	Transfer Abt.	RI	Rigid Abt.	R2	Второе обновление
			RI*	Rigid Abt.	SO	Solid Abt.		
			SO	Solid Abt.	CO	ComOcta Abt.		
		CO	ComOcta Abt.	CP	ComOcta Plus Abt.			
		CP*	ComOcta Plus Abt.	CE	Cement Abt.			
		CE*	Cement Abt.					
OST	TS/SS/US/KS	SB/SH/TR/...		CU/LI/TR/...		V1/V2/..., RO/R1/...		

\*Не продаётся на территории РФ

OSSTEM Confidential

## Примеры названия файлов

Название файла (пример)	Источник (Сканируемый продукт)	Цель (Тип протеза)
OST_TS_LinkSB_LI_V1_R0	Сканбоди абатмента Link V1 (старый тип)	Протезирование на титановых основаниях Link старого типа (TSPTB*)
OST_TS_SB_AN_R0	Сканбоди старого типа (код: TSSB*)	Протезирование на угловых абатментах Anlged
OST_TS_SB_CU_R3	Сканбоди старого типа (код: TSSB*)	Для изготовления индивидуального абатмента с Premilled
OST_TS_SB_LI_V1_R2	Сканбоди старого типа (код: TSSB*)	Протезирование на титановых основаниях Link старого типа (TSPTB*)
OST_TS_SB_LI_V2_R1	Сканбоди старого типа (код: TSSB*)	Протезирование на титановых основаниях нового типа Link (TSPL*)
OST_TS_SB_TR_R1	Сканбоди старого типа (код: TSSB*)	Протезирование на прямых абатментах Transfer
OST_TS_SBO_AN_R0	Сканбоди нового типа (код: TSNSB*)	Протезирование на угловых абатментах Anlged
OST_TS_SBO_CU_R0	Сканбоди нового типа (код: TSNSB*)	Для изготовления индивидуального абатмента с Premilled
OST_TS_SBO_LI_V1_R1	Сканбоди нового типа (код: TSNSB*)	Протезирование на титановых основаниях Link старого типа (TSPTB*)
OST_TS_SBO_LI_V2_R0	Сканбоди нового типа (код: TSNSB*)	Протезирование на титановых основаниях нового типа Link (TSPL*)
OST_TS_SBO_TR_R0	Сканбоди нового типа (код: TSNSB*)	Протезирование на прямых абатментах Transfer
OST_TS_TR_TR_R1	Абатмент Transfer	Протезирование на прямых абатментах Transfer
OST_TS_SH(V1)_CU_R1	Scan Healing Abt (V1) - Скан.формирователь десны	Для изготовления индивидуального абатмента с Premilled
OST_TS_MultiSB_MU_R1	Сканбоди для титановых оснований Multi Ti base	Тотальное протезирование без использования Multi Ti base
OST_TS_MultiSB_Mu-Ti_R1	Сканбоди для титановых оснований Multi Ti base	Тотальное протезирование с применением Multi Ti base